



vestige

GENGIVEST

Silicone per addizione da laboratorio per  
la creazione di mascherine gengivali rimovibili.

## Descrizione / Indicazioni

Vinilpolisilossano da laboratorio a consistenza media per la riproduzione della mucosa che riveste i processi alveolari. Specifico per lavori su modelli con impianti. La fresabilità consente una rifinitura veloce e precisa. Scansionabile. Colore rosa.

### Confezionamento standard REF 1L2000

VESTIGE GENGIVEST: 2 cartucce 50ml + 6 puntali di miscelazione + 6 puntali tipo intraorale + separatore 10ml

## Caratteristiche

Estetico  
Funzionale  
  
Indeformabile  
  
Stabile  
  
Fresabile  
  
Fluidi  
Tempi adeguati di lavorazione e indurimento

## Vantaggi

Rispetta le caratteristiche cromatiche  
Esatta definizione del profilo di emergenza  
Facilmente removibile senza alterazioni  
Preserva sul modello l'anatomia della gengiva  
Precisione nel taglio e rifinitura dei bordi  
Elevata riproduzione dei dettagli  
Per tecniche dirette o indirette

| DATI TECNICI                       | VESTIGE GENGIVEST |
|------------------------------------|-------------------|
| Rapporto di miscelazione           | 1:1               |
| Tempo di miscelazione (23°C)       | Automix           |
| Tempo totale di lavorazione (23°C) | 2'                |
| Tempo di indurimento (23°C)        | 6'                |
| Durezza                            | 70 Shore "A"      |
| Variazione dimensionale lineare    | < 0,20%           |
| Recupero elastico                  | >99,5%            |