



# vestige

## MEDIUM

Materiale per impronte a media viscosità, si distingue per l'elevata idrocompatibilità e versatilità d'impiego. Particolarmente indicato quando è richiesta una consistenza non troppo fluida, mantenendo scorrevolezza e precisione nella riproduzione dei dettagli.

### Descrizione / Indicazioni

Vinilpolisilossano a consistenza medium, può essere utilizzato sia per tecnica di impronta simultanea o monofase (con portaimpronta individuale) o per la ribasatura di protesi totali e parziali. Scansionabile. Colore fucsia.

### Confezionamento standard REF 1S3000

VESTIGE MEDIUM: 2 cartucce 50ml + 12 puntali di miscelazione

### Caratteristiche

- Tissotropico
- Tempi adeguati di lavorazione e indurimento
- Visco elastico
- Stabile dimensionalmente
- Disinfettabile
- Scansionabile

### Vantaggi

- Elevata scorrevolezza senza colare
- Progettato per la massima accuratezza
- Non muco-compressivo
- Impronta fedele e inalterata nel tempo
- Sicurezza per il dentista
- Compatibile con tutti i sistemi CAD/CAM

| DATI TECNICI                              | VESTIGE MEDIUM                   |
|---|----------------------------------|
| ISO 4823 / ADA spec. 19                   | Type 2 medium bodied consistency |
| Rapporto di miscelazione                  | 1:1                              |
| Tempo di miscelazione (23°C)              | Automix                          |
| Tempo totale di lavorazione (23°C)        | 2'                               |
| Tempo di permanenza nel cavo orale (35°C) | 3'30"                            |
| Tempo di indurimento (35°C)               | 5'30"                            |
| Durezza                                   | 50±2 Shore "A"                   |
| Variazione dimensionale lineare           | < 0,20%                          |
| Recupero elastico                         | > 99,5%                          |