



# vestige

## PUTTY ADMIX

E' un silicone per addizione per miscelatori automatici indicato per il riempimento del portaimpronta. Compatibile con tutti i sistemi di miscelazione dinamica in rapporto 5:1. VESTIGE putty ADMix è l'alternativa al putty tradizionale e può essere impiegato con tutti i fluidi di correzione per addizione nelle diverse tecniche d'impronta.

### Descrizione / Indicazioni

Vinilpolisilossano a consistenza putty per la presa d'impronta in protesi fissa, indicato per ponti, corone, inlay, onlay, protesi parziali, implantologia, impronte di posizione, impronte per provvisori. Durezza finale bilanciata per consentire una facile rimozione dal cavo orale anche in presenza di marchi sottosquadri. Scansionabile. Colore viola.

### Confezionamento standard REF 1S7001

VESTIGE PUTTY ADMIX: 2x380ml  
+ 10 miscelatori dinamici + 1 anello di fissaggio

### Caratteristiche

- Miscelazione sempre omogenea
- Consistenza ideale
- Tempi adeguati di lavorazione e indurimento
- Durezza finale bilanciata
- Stabilità dimensionale
- Disinfettabile
- Scansionabile

### Vantaggi

- Totale assenza di bolle o imperfezioni
- Non muco-compressivo
- Indicato per tecniche d'impronta a una o due fasi
- Facile rimozione dal cavo orale
- Impronta fedele e inalterata nel tempo
- Sicurezza per il dentista
- Compatibile con tutti i sistemi CAD/CAM

DATI TECNICI	VESTIGE PUTTY ADMIX
ISO 4823 / ADA spec. 19	Type 0 Putty consistency
Rapporto di miscelazione	5:1
Tempo di miscelazione (23°C)	Automix
Tempo totale di lavorazione (23°C)	1'30"
Tempo di permanenza nel cavo orale (35°C)	3"
Tempo di indurimento (35°C)	4'30"
Durezza	64 Shore "A"
Variazione dimensionale lineare	< 0,20%
Recupero elastico	> 99,5%